

Der letzte Abgabetermin für die Ergebnisse ist auf dem beiliegenden Anforderungs-/Berichtsformular angegeben.

## Kontaktangaben

The Organisers - FEPTU  
Centre for Infections,  
61 Colindale Avenue,  
London, NW9 5EQ, UK.  
Fax: +44 (0) 20 8200 8264  
Tel: +44 (0) 20 8327 7119  
e-mail: foodeqa@hpa.org.uk  
www.hpa.org.uk/eqa/foodlaw

Die Ergebnisse können per Fax, Post oder E-Mail übermittelt werden.



0006

## Lebensmittelgesetz-Programm - Anleitungsblatt

Jede Distribution besteht aus **drei** LENTICULE-Discs in Kunststoffröhrchen mit Schraubverschluss, die ein Trocknungsmittel enthalten.

Die LENTICULE-Discs müssen vor der Untersuchung durch einen Rehydratations- und Dispergierungsprozess rekonstituiert werden.

Es wird auch auf folgendes Sicherheitsdatenblatt hingewiesen: [www.hpa.org.uk/eqa/foodlaw](http://www.hpa.org.uk/eqa/foodlaw)

### Aufbewahrung:

- Die Proben sind nach dem Empfang bei **-20 ± 5° C** aufzubewahren.
- Die LENTICULE-Discs müssen Raumtemperatur erreicht haben (5 – 10 Minuten), **bevor** sie in der Verdünnungslösung rekonstituiert werden.

### Rekonstitution:

- Das Kunststoffröhrchen öffnen und die LENTICULE-Disc in **100 ml gepuffertes Peptonwasser (BPW)** geben.
- Mindestens 10 Minuten bei Raumtemperatur stehen lassen, bis die LENTICULE-Disc sich aufgelöst hat.
- Sicherstellen, dass die LENTICULE-Disc sich ganz aufgelöst hat und dann das Inokulum durch invertieren (ca. 30mal) gut verteilen.

### Untersuchung:

- **Jede rekonstituierte Probe entspricht einer Lebensmittelprobe von 100 g.**
- Die Probenuntersuchung binnen 45 Minuten nach der Rekonstitution durchführen.
- Die Proben gemäß den Routineverfahren untersuchen.

### Ergebnismitteilung

- Auf dem Anforderungs-/Berichtsformular angeben, welche Untersuchungen durchgeführt wurden. Die Ergebnisse und die erforderlichen Informationen angeben.

### Zurücksenden der Ergebnisse:

- Die Ergebnisse sind vor dem auf dem Anforderungs-/Berichtsformular angegebenen Abgabetermin an die Organisatoren zurückzusenden.
- Ergebnisse, die nach diesem Termin zurückgesendet werden, werden **nicht** bewertet.